



# Microscopi petrografici serie PM

I microscopi petrografici Motic PM sono particolarmente indicati per uso didattico. I modelli sono, infatti, dotati di funzionalità ideali per le applicazioni previste e diffuse in ambito didattico.

## ● Modello PM-1805

Testa monoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°  
 Oculari a grande campo WF 10X / 18mm (con reticolo a croce piano)  
 Revolver portaobiettivi quadruplo  
 Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S  
 Messa a fuoco macrometrica e micrometrica separate  
 Piano di lavoro rotante a 360° con tacche graduate (1° ogni tacca)  
 Condensatore foceggiabile Abbe 1,25 N.A.  
 Diaframma ad iride con porta filtri  
 Illuminazione alogena 12V / 20W con regolatore d'intensità  
 Alimentazione 220V-240V VDE con presa CE  
 Analizzatore e polarizzatore inclusi



## ● Modello PM-2805

Testa monoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°  
 Oculari a grande campo WF 10X / 18mm (con reticolo a croce piano)  
 Revolver portaobiettivi quadruplo  
 Obiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S  
 Analizzatore con slitta e filtri da 1 λ e 1/4 di λ, lenti Bertrand  
 Messa a fuoco macrometrica e micrometrica coassiale  
 Piano di lavoro rotante a 360° con tacche graduate (1° ogni tacca)  
 Condensatore foceggiabile Abbe 1,25 N.A.  
 Diaframma ad iride con porta filtri  
 Illuminazione alogena 12V / 20W con regolatore d'intensità  
 Alimentazione 220V-240V VDE con presa CE



## ACCESSORI OPZIONALI

### Oculari (per unità)

Oculare Huygens H5X / 14,5mm  
 Oculare a grande campo WF 10X / 18mm  
 Oculare a grande campo WF 15X / 12mm

### Oculari Micrometrici (per unità)

Oculare micrometrico WF 10X / 18mm, 100 divisioni in 10mm  
 Oculare a grande campo WF 10X / 18mm (reticolo a croce)  
 Reticolo 19mm (per oculare da 18mm), 100 divisioni in 10mm  
 Reticolo a croce 19 mm (per oculari da 18mm)  
 Porta reticolo

### Obiettivi acromatici EA

Obiettivo acromatico 4X / 0,10  
 Obiettivo acromatico 10X / 0,25  
 Obiettivo acromatico 20X / 0,40  
 Obiettivo acromatico 40X / 0,65 / S  
 Obiettivo acromatico 60X / 0,85 / S

### Ricambi

Filtro blu  
 Copertina antipolvere (misura B)  
 Valigia in alluminio

### Ricambi illuminazione

Lampadina alogena 12V / 20W



Oculari (per unità)